

IRIA



***THE FASTEST BUT STILL
THE BEST CHOICE IN ESR***

**LA MEJOR Y MÁS RÁPIDA
ELECCIÓN EN VSG**

LINEAR Chemicals, S.L.

Un sistema para todas las necesidades

Su analizador para la determinación de la Velocidad de Sedimentación Globular, rápido, de fácil manejo y bajo coste.

Suitable for all ESR needs

Compact easy function, fast, low cost Erythrocyte Sedimentation Rate analyzer.



Ref. 5810005

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Principio del sistema: Acceso aleatorio.
Carga de trabajo: 18 muestras/hora.
Tipo de manipulación: tubo abierto/tubo de vacío.
Posiciones: 5 tubos.
Resultados: en mm Westergren.
Tiempo de test: 17 minutos.

SYSTEM SPECIFICATIONS

System Principle: Random Access
Working Load: 18 samples/hour
Sample manipulation: No vacuum or vacuum tube
Loading: 5 test tubes
Results: In mm Westergren
Testing time: 17 minutes

SISTEMA ÓPTICO:

Tipo: Led infrarrojo.

OPTICAL SYSTEM

Type: Infrared Led

COMUNICACIÓN:

Pantalla: LCD retroiluminado 24x2 caracteres.
Impresora: Térmica de 30 caracteres/línea (opcional)
Interface: RS-232C

COMMUNICATION

Display: LCD backlight 24x2 characters
Printer: Thermal Printer of 30 characters/line (optional)
Interface: RS-232C

DIMENSIONES

Largo: 13 cm.
Profundidad: 15 cm.
Altura: 16 cm.
Peso: 1 Kg.

DIMENSIONS

Length: 13 cm
Depth: 15 cm
Height: 16 cm
Weight: 1 Kg

ALIMENTACIÓN

110/260 VAC
50/60 Hz
5 VA

POWER REQUIRED

Power supply: 100/260 VAC
50/60 Hz,
5 VA

DISTRIBUIDO POR / DISTRIBUTED BY

LINEAR Chemicals, S.L.

Joaquim Costa, nº 18, 2ª planta
08390-Montgat-BCN-SPAIN
Telf.: (+34) 934 694 990
Fax: (+34) 934 693 435
www.linear.es
e-mail: info@linear.es